

## 1571698 - kBox4 Active Platform



### Beschrijving

Dit is het toegankelijke instapmodel van de kBox4 familie en de perfecte tool in krachttraining en revalidatie. Voor thuisfitness, personal trainers en groepslessen.

- Instapmodel
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-2 flywheels
- Inertie tot 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter
- Gewicht 15 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk