

1540915 - Gaasdeppers - diameter 35 mm - verpakt per 5 st - steriel - 30 x 5 st



Beschrijving

Steriele gaasdeppers voor het behandelen van wonden of het desinfecteren van grote huidoppervlakken. De deppers bestaan uit 100% peroxide gebleekt katoen en hebben een elastische siliconen ring. Ze hebben een diameter van 35 mm.

Specificaties

Merk	Sterisets
Steriel	Ja
Samenstelling	100 % katoen, 17-draads, ring: siliconen
sku	1540915
Maat	17 x 20 cm
Sterilisatie methode	Stoom
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos