

1575351 - 3M™ Littmann® Core digital stethoscoop - headset - zwart - 1 st



Smartphone niet inbegrepen bij dit product.

Beschrijving

De 3M™ Littmann® CORE Digitale stethoscoop biedt de uitstekende akoestiek, het comfort en de kwaliteit van een cardiologistethoscoop van 3M™ Littmann®, aangevuld met krachtige digitale technologie. Functies zoals tot 40x versterking en actieve ruisonderdrukking helpen je met meer zelfvertrouwen auscultaties uit te voeren. De 3M™ Littmann® CORE stethoscoop maakt verbinding met Eko-software op een smartapparaat voor het visualiseren, vastleggen en delen van gegevens.

Specificaties

| | |
|-------------------------------|--|
| Merk | 3M™ |
| Gewicht product | 0.232 kg |
| Lengte slang | 69 cm |
| Digitaal | Ja |
| Verstelbaar membraan | Ja |
| Samenstelling | Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel:geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal,latexvrij |
| Afwerking borststuk | Zwart mat |
| Kleur steel | Zwart |
| Akoestische prestaties | 10+ |
| Binaurale constructie | Dubbele slang |
| Kleur | Zwart |
| Technologie borststuk | Dubbelzijdig |
| Toepassing | Cardiologie |
| Type stethoscoop | CORE digital |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |