

## 1558603 - Aspiratietoestel Askir 36 BR Lead (incl. bokaal 1 L ) - 1 st



### Beschrijving

ASKIR 36 BR van **Cami** is een draagbaar afzuigapparaat voor het afzuigen van lichaamsvloeistoffen, orale, nasale en tracheale afzuiging bij volwassenen of kinderen. Voor professioneel gebruik en met een krachtige afzuiging van maximaal 36 l/min, is de ASKIR 36BR licht van gewicht voor gemakkelijk transport.

Drie verschillende bedieningsmogelijkheden: AC/DC adapter, oplaadbare batterij en 12V maakt het een veelzijdig afzuigapparaat goedgekeurd voor een NON-STOP werking zonder oververhitting. Voorzien van visueel en akoestisch alarm om het batterijniveau aan te geven, de hoofdunit is ook uitgerust met een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuümregelaar. Heeft beschermingsgraad IP21.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Cami
<b>Product afmetingen</b>	B 21 cm, H 18 cm, L 35 cm
<b>Gewicht product</b>	4.39 kg
<b>Max. airflow</b>	36 L/m
<b>Geluidsniveau</b>	65.5 db
<b>Volume bokaal</b>	1000 ml
<b>Alimentatie</b>	Batterij
<b>Type container</b>	Autoclaveerbare container
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk