

1575501 - Onderzoeksstoel gMotio gynaecologie - elektrisch hoogte verstelbare voetsteunen - geïntegreerde verlichting - 1 st



Beschrijving

gMotio onderzoekstoel bestemd voor gynaecologie is ontworpen om een effectieve en comfortabele behandeling te bieden, zowel voor de patiënt als voor de arts. Vermindert de inspanningen van mindervalide patiënten met de ontvangspositie tot 57 cm van de grond, elektrische ondersteuning voor alle bewegingen van de patiënten. De **Promotal** onderzoekstoel garandeert een vlot onderzoek door de geïntegreerde uittrekbare beensteun voor een liggende positie, 3 programmeerbare positie waaronder uitgangspositie, algemeen onderzoek en neerhangend. De stoel heeft een variabele hoogte van 57-118,5 cm (met kanteling) en geïntegreerde intrekbare wielen voor kleine verplaatsingen. De naadloze bekleding is makkelijk te onderhouden.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 66 cm, L 189 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	57-108 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hefvermogen	205 kg
sku	1575501
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk