

1560616 - COMPASS 600 - Trunk Extension/Flexion



Beschrijving

Krachttraining voor de romp met 0 tot 84 kg trainingsgewicht met stappen van 1 kg. Het is mogelijk om het zit- en rugvlak te verstellen, alsook de startpositie van het apparaat. Inclusief laserpointer voor optimale positionering. Geschikt voor mensen met een gewicht tot 200 kg.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560616
Model	Trunk Extension/Flexion
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk