

## 1560616 - COMPASS 600 - Trunk Extension/Flexion



### Beschrijving

Krachtraining voor de romp met 0 tot 84 kg trainingsgewicht met stappen van 1 kg. Het is mogelijk om het zit- en rugvlak te verstellen, alsook de startpositie van het apparaat. Inclusief laserpointer voor optimale positionering. Geschikt voor mensen met een gewicht tot 200 kg.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Proxomed
<b>Model</b>	Trunk Extension/Flexion
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk