

## 1543169 - Cliniflex matras - HR schuim 37kg/m<sup>3</sup> - 198 x 88 x 14 cm - 1 st



### Beschrijving

De Cliniflex matras is ontworpen om zich aan te passen aan alle stijlen van medische bedden voor een veilige en comfortabele ligpositie. De innovatieve uitsparing maakt het mogelijk om de effecten van wrijving en schuifkrachten te beperken en de kinematica van medische bedden te absorberen. Deze matras is samengesteld uit het 1e polyurethaanschuim met am proces behandeling, die het mogelijk maakt om de risico's van nosocomiale infecties op medische ziekenhuismatrasen te bestrijden. De matras kan omgekeerd worden.

### Specificaties

#### Samenstelling

Polyurethaanschuim 37 kg/m<sup>3</sup>, Cartex-hoes: 65% polyurethaan, 35% polyester, CRIB 5

#### Normeringen

EN 597-1 & EN 597-2

#### Europese Regelgeving

MDR - 2017/745/EU - Klasse I

#### Type verpakking

Stuk