

1543169 - Cliniflex matras - HR schuim 37kg/m³ - 198 x 88 x 14 cm - 1 st



Beschrijving

De Cliniflex matras is ontworpen om zich aan te passen aan alle stijlen van medische bedden voor een veilige en comfortabele ligpositie. De innovatieve uitsparing maakt het mogelijk om de effecten van wrijving en schuifkrachten te beperken en de kinematica van medische bedden te absorberen. Deze matras is samengesteld uit het 1e polyurethaanschuim met am proces behandeling, die het mogelijk maakt om de risico's van nosocomiale infecties op medische ziekenhuismatrassen te bestrijden. De matras kan omgekeerd worden.

Specificaties

Samenstelling	Polyurethaanschuim 37 kg/m ³ , Cartex-hoes: 65% polyurethaan, 35% polyester, CRIB 5
Normeringen	EN 597-1 & EN 597-2
sku	1543169
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk