

1545193 - Stethoscoop verchromd extra dun - niet-steriel - zwart - 1 st



Beschrijving

Stethoscoop met vlak borstmembraanstuk.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Digitaal | Nee |
| Normeringen | ISO 13485:2016 |
| Samenstelling | Aluminium, roestvrij staal, PVC (DEHP), zink |
| Kleur | Zwart |
| Toepassing | Lichamelijk onderzoek |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |