

1006549 - Versatus™ I.V. katheter - 22G x 25 mm - blauw - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo's Versatus™ I.V. katheter heeft een interne naald en bestaat uit 3 hoofdonderdelen. De katheter wordt zacht bij lichaamstemperatuur dat het comfort van de patiënt verhoogt.

Specificaties

| | |
|----------------------------------|---|
| Merk | Terumo |
| SKU leverancier | SR*OF2225 |
| Samenstelling | <ul style="list-style-type: none">• Katheter: polyurethaan + BaSO4• Katheterhub: polypropyleen + kleurconcentraat• Canule (inwendige naald): roestvrij staal• Naaldhub: polycarbonaat• Filter: polyester - gechloreerd pvc• Dop: polypropyleen + kleurconcentraat• Protector: polypropyleen |
| Steriel | Ja |
| Latex vrij | Ja |
| Debiet | 38 milliliter per minute |
| Interne diameter katheter | 0.6 mm |
| Externe diameter katheter | 0.85 mm |
| Veiligheidsmechanisme | Nee |
| Veiligheidsnaald | Nee |
| Afmeting | 22G x 25 mm |
| Afmeting in mm | 0,9 x 25 mm |
| Kleur | Blauw |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Doos |