

## 1501251 - Onderzoekslamp LED 130 - muurbevestiging - veer arm - 1 st



### Beschrijving

Een compacte onderzoekslamp met de kwaliteit van een operatielamp voor diagnose en profylaxe. De lamp kan exact gepositioneerd worden dankzij het handvat en een zijdelingse greep. Met een voorheen onbereikbare kleurweergave  $R_a = 96$  en  $R_9$  (rood)  $\geq 90$  zie je gemakkelijk de kleinste kleurnuances in weefsel. Het betekent voor de chirurg een zichtbaar betere herkenning van details. Het kleurenspectrum van de wond wordt natuurlijk weergegeven. Het OT-licht zorgt duidelijk voor een welkome verlichting voor uw ogen.

De lamp van **Dr. Mach** heeft gecoate koudlichtreflectoren die diëlektrisch gecoat koud licht filtert de warmtestraling tot een minimum. De ongewenste infraroodstraling van de lichtbron wordt niet gereflecteerd door de reflectoren maar losgelaten aan de bovenzijde (plafond). De warmtetoename onder de lampkop wordt vermeden. Het gebied van het hoofd van de chirurg blijft koel.

Zonder gereedschap en met slechts een paar handelingen kunnen de lampbehuizingen worden geopend om toegang te krijgen tot alle systeemcomponenten. Vanwege de moduletechnologie kunnen alle componenten eenvoudig worden uitgewisseld. Binnen 30 seconden verwissel je de lamp. De behuizingen zijn eenvoudig schoon te maken.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Mach
<b>Focusregeling</b>	Nee
<b>Diameter lamp</b>	33 cm
<b>Aantal LED's</b>	19
<b>Lichtintensiteit</b>	50000 lux
<b>Lichtveldgrootte</b>	14 cm
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	171 cm
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Wandmodel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk