

1543628 - Urinaal man - met deksel - gegraduateerd - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor mannen die bedlegerig zijn om liggend te plassen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding.

Specificaties

Autoclaveerbaar	Nee
Samenstelling	Polyethyleen
CNK-code	1680-313
Geslacht	Mannen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Melkwit
Wasbaar	60° C
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk