

## 1574543 - Digitale bloeddrukmeter BP B1 Classic - geheugen 30 metingen - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



### Beschrijving

De BP B1 Classic van **Microlife** is een nauwkeurige bloeddrukmeter met een optimale snelheid en drukregeling tijdens de bloeddrukmetingen. Deze Gentle+ technologie biedt meer comfort en verkort de tijd van een meting. Daarnaast beschikt deze bloeddrukmeter over de IHB technologie, die een mogelijke onregelmatig hartslag detecteert en is uitgevoerd met 30 geheugens met een weergave in het gemiddelde van alle metingen. De bloeddrukmeter werkt op 4x AAA batterijen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Microlife
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1574543
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk