

## 1553471 - Beengeleiders Traincare Comfort met desinfecteerbare straps voor MOTomed Letto



### Beschrijving

Accessoires **MOTomed** Letto

#### Voordelen

- Voor veilige beenondersteuning en begeleiding
- Vermijdt hyperextensie van de knie
- 5 cm brede bevestigingsriemen, polyurethaanmateriaal
- maakt desinfectie eenvoudig en effectief

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTomed
<b>Type verpakking</b>	Paar