


## 1572202 - Heine Mac 2 - 114 mm x 10 mm - 25 st



### Beschrijving

Het HEINE-laryngoscoopmes voor eenmalig gebruik komt qua vorm en grootte overeen met het HEINE Classic + -mes, het meest gebruikte geïntegreerde mes uit glasvezel ter wereld. Het XP-wegwerpmes voorkomt voornamelijk infectie die van de ene patiënt op de andere wordt overgedragen. Bladvorm geoptimaliseerd om de doorgang van de buis te vergemakkelijken. Patiëntvriendelijk met minder risico op letsel of beschadiging van de tanden. Extreme torsiestijfheid, praktisch onbreekbaar. Bladen 'bevriezen' niet of blijven bij lage temperaturen aan de tong kleven. Compatibel met alle handvatten volgens de ISO 7376 (groene standaard).

- Sterke verlichting
- Torsiebestendig
- Hygiënisch en veilig

## Specificaties

<b>Merk</b>	Heine
<b>Product afmetingen</b>	B 1 cm, L 11.4 cm
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Waterbestendig</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polycarbonaat, Phthalate vrij
<b>sku</b>	1572202
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk