

## 1575802 - 3M™ Littmann® Core digitale stethoscoop - 1 st



### Beschrijving

De 3M™ Littmann® CORE Digitale stethoscoop biedt de uitstekende akoestiek, het comfort en de kwaliteit van een cardiologiestethoscoop van 3M™ Littmann®, aangevuld met krachtige digitale technologie. Functies zoals tot 40x versterking en actieve ruisonderdrukking helpen je met meer zelfvertrouwen auscultaties uit te voeren. De 3M™ Littmann® CORE stethoscoop maakt verbinding met Eko-software op een smartapparaat voor het visualiseren, vastleggen en delen van gegevens.

## Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Gewicht product</b>	0.232 kg
<b>Digitaal</b>	Ja
<b>Lengte slang</b>	69 cm
<b>Verstelbaar membraan</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel:geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal,latexvrij
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Afwerking borststuk</b>	Spiegelend regenboog
<b>Kleur steel</b>	Zwart
<b>Akoestische prestaties</b>	10+
<b>Binaurale constructie</b>	Dubbele slang
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Technologie borststuk</b>	Dubbelzijdig
<b>Toepassing</b>	Cardiologie
<b>Type stethoscoop</b>	CORE digital
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk