

1104039 - Leukotape® classic - 3.75 cm x 10 m - niet-steriel - 1 st



## Beschrijving

Leukotape® classic van **BSN** is een tape met een hoge kleef -en trekkracht, met een kleefmassa die zorgt voor een uitstekende hechting. Zowel op de huid als op een eventuele onderlaag. De rigiditeit van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect, zowel mechanisch als proceptief. De buitenzijde van het materiaal is waterafstotend, is eenvoudig in de lengte of breedte scheurbaar. Wordt gebruikt als functioneel immobilisatieverband na distorsies, contusies en luxaties, maar ook als sporttape voor het preventief aftapen van gewrichten, banden en spieren of ter versteviging van een compressiebandage.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BSN
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	100% katoen, zinkoxide-rubber kleefmassa, bevat latex
<b>sku</b>	1104039
<b>Zelfklevend</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	3,75 cm x 10 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk