

1005980 - Patronen N2O - 8 g - voor oude modellen CryoPen - 10 st



Beschrijving

Een doos van 10 patronen van 8 gram N2O geschikt voor oude modellen van de CryoPen. Eenmaal doorboord zal de druk gedurende ongeveer een week zonder verlies blijven. Opslag bij kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
Categorie cryotherapie	Patronen
Compatibel met	Oudere modellen
Grammage N2O patronen	8 gram (voor 100 sec)
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos