

1005980 - Patronen N2O - 8 g - voor oude modellen CryoPen - 10 st



Beschrijving

Patronen N2O - 8 g - Voor Oude Modellen CryoPen (10 Stuks)

Optimaliseer uw cryotherapiebehandelingen met de **Patronen N2O van 8 gram**, speciaal ontworpen voor oudere modellen van de CryoPen. Deze patronen bieden een betrouwbare en efficiënte oplossing voor nauwkeurige cryotherapie. Bestel nu bij Arseus Medical, dé expert in medische hulpmiddelen.

Waarom kiezen voor onze Patronen N2O?

- **Hoogwaardige kwaliteit:** Geproduceerd volgens de Europese MDD 93/42/EEC Klasse IIb-norm.
- **Langdurige drukbehoud:** Eenmaal doorboord blijft de druk tot 7 dagen constant.
- **Compatibiliteit:** Speciaal ontworpen voor oudere modellen van de CryoPen.
- **Efficiënte prestaties:** Bevat 8 gram N2O, goed voor ongeveer 100 seconden nauwkeurige bevroering.

Specificaties

- Inhoud: 10 patronen van 8 gram.
- Compatibiliteit: Geschikt voor oudere CryoPen-modellen.
- Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur.
- Regelgeving: MDD 93/42/EEC - Klasse IIb.

Wat is een CryoPen?

De CryoPen is een medisch apparaat dat gebruikmaakt van vloeibare stikstof (N₂O) om ongewenst weefsel, zoals wratten, pigmentvlekken en fibromen, nauwkeurig te bevriezen. Dankzij de millimeterprecisie blijft het gezonde weefsel onaangetaast, wat resulteert in snelle en effectieve behandelingen met minimale hersteltijd.

Hoe werkt een CryoPen?

De CryoPen spuit vloeibare stikstof met gecontroleerde druk op het te behandelen weefsel. Dit veroorzaakt bevriezing, wat leidt tot celsterfte in het beschadigde gebied. Het lichaam herstelt dit op natuurlijke wijze door gezond weefsel te genereren.

Welke soorten navullingen zijn er?

- **8g N₂O-patronen:** Geschikt voor oudere modellen.
- **16g N₂O-patronen:** Geschikt voor grotere behandelingen.
- **23,5g N₂O-patronen:** Voor intensief gebruik en professionele toepassingen.

Voordelen van Patronen N₂O

- Betrouwbaar en veilig in gebruik.
- Consistente prestaties dankzij langdurige drukbehoud.
- Makkelijk op te slaan en te hanteren.
- Perfect afgestemd op oudere CryoPen-modellen.

Veelgestelde Vragen

Wat is een CryoPen?

De CryoPen is een medisch apparaat voor cryotherapie, waarmee huidafwijkingen nauwkeurig worden behandeld door middel van bevriezing.

Hoe werkt een CryoPen?

De CryoPen gebruikt vloeibare stikstof (N₂O) om ongewenst weefsel te bevriezen. Het gezonde weefsel blijft intact, wat resulteert in een snelle genezing.

Welke soorten navullingen zijn er beschikbaar?

Afhankelijk van uw behoeften zijn er navullingen van 8g, 16g en 23,5g beschikbaar, elk geschikt voor verschillende modellen en gebruiksfrequenties.

Bestel Vandaag!

Waar wacht u nog op? Bestel uw **Patronen N₂O - 8g** vandaag nog bij Arseus Medical en zorg voor de beste prestaties van uw CryoPen. Geniet van snelle levering en betrouwbare service!

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1005980
Categorie cryotherapie	Patronen
Compatibel met	Oudere modellen
Grammage N20 patronen	8 gram (voor 100 sec)
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos