

1608909 - Urinocol urine kleefzakjes - steriel - 200 ml - jongens - 100 st



Beschrijving

Transparante opvangzak met klevend oppervlak en anatomisch aangepaste vorm. Het no-drip model wordt gebruikt wanneer de zak gedurende een beperkte tijd, tot 30 minuten, blijft zitten, met name voor cytobacteriologisch onderzoek.

Aangewezen voor cytobacteriologisch onderzoek. Urinocol® Pediatric urineopvangzakken zijn steriele medische hulpmiddelen. Niet gedekt door de lijst van vergoedbare producten en diensten. Lees aandachtig de aanwijzingen in de bijsluiter en/of op het etiket.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	De zak is doorzichtig, PVC- en latexvrij.
sku	1608909
Steriel	Ja
Ledigbaar	Nee
Inhoud	200 ml
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos