

1508419 - 3M™ Red Dot™ klefelektroden - Linnen ruglaag geleid. kleeflaag herplaatsbaar - 4 x 3 cm - 1000 st



Beschrijving

3M™ Red Dot™ verplaatsbare monitoringelektroden hebben een groter geleidend oppervlak dat de kwaliteit van de registratie verbetert door ECG-artefacten te verminderen. Na de eerste applicatie kunnen ze één keer worden verplaatst, zodat ze niet meteen vervangen hoeven te worden.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Linnen klevende geleidingsgel
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos