

1560624 - MP 62 manicure/pedicure set - 1 st



Beschrijving

Manicure/pedicure set van **Beurer** met LED-verlichting is ideaal voor professionele nagel- en voetverzorging voor perfect verzorgde vingernagels zoals in een nagelsalon. Inclusief 10 hoogwaardige opzetstukken voor eenmalig gebruik gemaakt van schuurpapier, de hulpstukken zijn geschikt voor diabetici. Het apparaat werkt op netvoeding, wordt geleverd met bewaardoosje.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Merk | Beurer |
| Product afmetingen | B 3.5 cm, H 3.6 cm, L 15.8 cm |
| SKU leverancier | 57035 |
| Europese Regelgeving | 2014/30/EU |
| Type verpakking | Stuk |