

## 1600984 - CryoPen X+ - 6 applicatoren - 6x 16g N2O patronen - 1 st



### Beschrijving

De Cryopen X+ is een krachtig model dat geschikt is voor intensief en gevarieerd gebruik. Dankzij de uiterst precieze applicators wordt er minder gas gebruikt en is de doorlooptijd langer, voor een beter rendement op de investering. Typische gebruikers zijn oogartsen, dermatologen, schoonheidsspecialisten, gynaecologen, huisartsen, kinderartsen en dierenartsen die de CryoPen vaak gebruiken. CryoPen X+ is ook geschikt in een drukke, gemengde medische praktijk waar meerdere artsen de instrumenten delen en de optie willen hebben van een groot aantal applicators en vermogensinstellingen.

### Specificaties

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Applicatoren inbegrepen</b> | Blauw/rood (1 - 3 mm) Blauw/rood (1 - 3 mm) - 60 mm lange applicator Geel/rood (7 - 20 mm) Groen/rood (4 - 8 mm) Wit/rood (2 - 6 mm) Wit/rood (2 - 6 mm) - 60 mm lange applicator |
| <b>Categorie cryotherapie</b>  | Cryopen   |
| <b>Compatibel met</b>          | 16g N2O patronen  |
| <b>Gebruik</b>                 | Intensief en gevarieerd gebruik   |
| <b>Gebruikers</b>              | Dermatologen Dierenartsen Gynaecologen Huisartsen Kindergeneeskunde Medische Esthetiek Oogartsen Podologen Schoonheidsspecialisten Tandartsen                                     |
| <b>Europese Regelgeving</b>    | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa  |
| <b>Type verpakking</b>         | Stuk  |