

1553473 - Voetschalen - plastic gecoat - desinfect. straps voor MOTomed Viva 2 en Loop - Retrofit



Beschrijving

Plastic gecoate veiligheidsvoetschalen van **MOTomed** met pedaalarm en desinfecteerbare straps - Retrofit kit

Voordelen

- Aanbevolen voor gebruik in onder andere ziekenhuizen en rusthuizen
- Metalen voetschalen volledig bedekt met gemakkelijk te ontsmetten zachte PVC
- Met hoge veiligheidsrand aan de pedaalarm
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden
- Pedaalradius verstelbaar in twee standen: 7,0 cm en 12,5 cm

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553473
Type verpakking	Paar