

## 1553473 - Voetschalen - plastic gecoat - desinfect. straps voor MOTomed Viva 2 en Loop - Retrofit



### Beschrijving

Plastic gecoate veiligheidsvoetschalen van **MOTomed** met pedaalarm en desinfecteerbare straps - Retrofit kit

#### Voordelen

- Aanbevolen voor gebruik in onder andere ziekenhuizen en rusthuizen
- Metalen voetschalen volledig bedekt met gemakkelijk te ontsmetten zachte PVC
- Met hoge veiligheidsrand aan de pedaalarm
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden
- Pedaalradius verstelbaar in twee standen: 7,0 cm en 12,5 cm

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTomed
<b>Type verpakking</b>	Paar