

1552665 - Manumed Bobath - type 511 hydraulisch



Beschrijving

Neurologische oefentherapie met de Manumed Bobath. Door het grote, extra brede behandeloppervlak van 100 of 120 cm breed, is het eenvoudig patiënten te ondersteunen en te begeleiden tijdens oefentherapie. De Bobath en Vojta bewegingsmethoden zijn perfect uit te voeren door de ongeëvenaarde stabiliteit. Een stevige tafel waardoor zowel patiënt als therapeut de meest comfortabele behandelposities kunnen innemen.

Kenmerken:

- 2-delig
- Hydraulisch hoog/laag
- Rondombediening
- Wielset
- Afmetingen (lxb): 203 x 120 cm
- Hoogteverstelling: 44 - 97 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 18 sec.
- Hefvermogen 250 kg

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 120 cm, L 203 cm
Hoogte	44 - 97 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	250 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
sku	1552665
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Geen neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk