

1559911 - LR 500 luchtbevochtiger comfort - bluetooth - 1 st



Beschrijving

De luchtreiniger LR 500 zorgt ervoor dat de lucht die u thuis inademt schoon is door een groot aantal virussen en bacteriën uit de lucht te filteren. Reinigt de lucht door middel van een 3-laags filtersysteem (voorfilter + actieve koolfilter + HEPA-filter) en verwijdert huisstofmijt, dierenhaar, pollen en schadelijke gassen uit de lucht. Hij geeft ook de luchtvochtigheid en de temperatuur weer in de kamer en kan gebruikt worden voor ruimtes tot 106m².

Voordelen

- App-gestuurde luchtreiniger (Wi-Fi)
- PM 2.5-sensor
- Handige timerfunctie 1-24u
- CADR 354 m²/u
- Automatische functie
- Nachtmodus (superstille werking met gedimd bedieningspaneel)
- Configuratie via bluetooth
- Geeft aan wanneer filter vervangen moet worden
- Automatische veiligheid uitschakelfunctie
- 4 niveau's + turbo
- App "Beurer FreshHome (gratis te downloaden)

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 35 cm, H 62 cm, L 21 cm
SKU leverancier	66013
Verwijderbaar waterbokaal	Ja
Vermogen	65 W
sku	1559911
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk