

## 1518852 - Pozzi tang - plastic - 25 cm - steriel - 1 x 50 st



### Beschrijving

De **Gyneas** Pozzi tang is een instrument dat gebruikt wordt in de verloskunde en gynaecologie om de baarmoederhals te klemmen. Het stelt de arts in staat de toegang tot de baarmoederholte te vergemakkelijken bij het inbrengen van instrumenten. De Pozzi tangen zijn steriel en voor eenmalig gebruik.

### Specificaties

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                   | Gyneas                      |
| <b>Product afmetingen</b>     | L 25 cm                     |
| <b>Samenstelling</b>          | Plastic                     |
| <b>Steriel</b>                | Ja                          |
| <b>Kwaliteit instrumenten</b> | Wegwerp steriel             |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| <b>Type verpakking</b>        | Doos                        |