

## 1543419 - Digitale bloeddrukmeter BM26 - bovenarm - omtrek 22-35 cm - 1 st



### Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter van **Beurer** voor de bovenarm bepaalt volautomatisch je bloeddruk en hartslag. Heeft 4 x 30 geheugenplaatsen die door 4 personen kan gebruikt worden. Geeft het gemiddelde weer van de laatste 3 metingen, en heeft een risico indicator. Detecteert arrhythmie en geeft de datum en tijd weer. De bloeddrukmeter schakelt automatisch uit en heeft een lage batterij indicator.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk