

## 1575187 - Mobilyzer Premium - inclusief recht stuur



### Beschrijving

Het model Mobilyzer Premium voldoet aan de behoeften van de reguliere patiënt. De Mobilyzer Premium is te vinden op vele afdelingen, zoals cardiologie, orthopedie en chirurgie. De Mobilyzer vergroot de zelfstandigheid van de patiënt. De Mobilyzer biedt de patiënt steun tijdens het staan en lopen, waardoor de patiënt sneller kan revalideren. De Mobilyzer Premium is 58 cm breed, 57 cm lang en heeft een hoogte (excl. infuusbuis) van 112 cm. De hoogte van de infuusbuis kan variëren van 65 tot 85 cm.

De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	TechniCare
<b>Normeringen</b>	EN 1985 EN 12182
<b>sku</b>	1575187
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk