

## 1533444 - Loup lamp op statief Ø 12 cm - 1 st



### Beschrijving

Lamp op statief met een loupe van 5 dioptrieën dat een sterk licht afgeeft, met wielen en een voet met rem. Met een vergroting tot 2,5x, met een gewicht van 5 kg. Geen Medical Device.

### Specificaties

<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Dioptrie</b>	5
<b>Samenstelling</b>	Lamparm, buis: gelakt staal, lampkop en voet: polyamide, glas
<b>Lengte van de arm</b>	105 cm
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Loupelamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Statief model
<b>Type verpakking</b>	Stuk