

## 1017910 - Seca 757 digitale babyweegschaal met meetband - klasse III - 15 kg - 1 st



### Beschrijving

Een speciaal geïntegreerd dempingssysteem samen met de HOLD-functie voor snel en nauwkeurig wegen, zelfs als de baby rusteloos is. Met de ergonomisch gevormde schaal met de hoge afgeronde zijanten is het gemakkelijk om ook grotere baby's te wegen. Een nieuw LCD-scherm met achtergrondverlichting garandeert dat de cijfers comfortabel afleesbaar zijn, zelfs in ruimtes met gedimd licht. De stroom wordt voorzien door een voeding of herlaadbare batterijen. De Seca 757 kan metingen draadloos naar een EMR-systeem sturen en patiënten gegevens ontvangen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Ja
<b>Max. gewicht</b>	15 kg
<b>Met meetlat</b>	Ja
<b>BMI indicatie</b>	Nee
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>Gradatie weegschaal</b>	2 g < 5 kg > 5 g
<b>Klasse weegschalen</b>	Klasse III
<b>Type weegschaal</b>	Digitale babyweegschalen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk