

## 1023242 - Cellona® klassieke gipswindels - 10 cm x 3 m - 1 x 10 st



### Beschrijving

**L&R** Cellona® gipswachtels geven stabiliteit en comfort bij het aanleggen gecombineerd. Ze zijn fijncremig en soepel bij het in model brengen.

Ze worden gebruikt voor immobilisatie bij fracturen. Bovendien worden ze gebruikt na operaties en orthopedische correcties voor het behandelen van gewrichts- en botaandoeningen, en ondersteunen ze zodoende het genezingsproces. De Cellona® -gipswachtels maken een tijdbesparende toepassing en een eenvoudige aanpassing aan het betreffende lichaamsdeel mogelijk. Ze hebben een naar verhouding korte dompelduur en maken een snelle gehele bevochtiging mogelijk. Bovendien is het verband als het aangelegd is, snel belastbaar en na 30 minuten gereed voor vervoer. Het verband is na ongeveer 24 uur volledig uitgehard.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	17-draads katoenen gaasverband, gipsmassa van $\alpha$ - en $\beta$ -calciumsulfaathalfhydraat
<b>sku</b>	1023242
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	10 cm x 3 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk