

1012770 - Accutrend Cholesterol - teststrips - 1 x 25 st



Beschrijving

Gebruik de cholesterol-strips bij de Accutrend Plus bloedsuikermeter van Roche. De meting neemt enkele minuten in beslag, maar kan men eenvoudig uitvoeren.

- Meetduur: 180 seconden
- Testprincipe: reflectiefotometrie
- Hoge precisie en nauwkeurigheid over het gehele meetbereik

Specificaties

Merk	Roche
Verificatiecode	Nee
Data transfer via wifi	Nee
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk