

## 1575857 - Schiller 10-LEAD PATIENT CABLE - 3,5 m IEC Clip type - 1 st



### Beschrijving

Stresspatiëntkabel van het merk **Schiller**. 10-lead kabel met clip-type stekkers. Deze kabel kan gebruikt worden met de volgende apparaten AT-110, AT-102, AT-10 Plus, AT-10, AT-60, CS-200 en CS-100 en AT-104.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>EKG categorie</b>	ECG kabels
<b>Type verpakking</b>	Stuk