

1010560 - Filter voor New Askir 30 - New Aspiret - 1 st



Beschrijving

Een antibacteriële en hydrofobe filter voor het aspiratietoestel New Askir 30 die helpt kruisbesmetting te voorkomen en een efficiënte doorstroming van vloeistoffen. De filter is geschikt voor 1 patiënt (single-patient), het wordt aangeraden om het te vervangen na iedere toepassing of na maximum 10 werkdagen.

Specificaties

Merk	Cami
sku	1010560
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk