

## 1543500 - IL 35 infraroodlamp 150W met timer - 1 st



### Beschrijving

Infraroodlamp met een elektrische timer (3 niveau's) en een automatische uitschakeling geeft een rustgevende warmte af. De behandelingstijd is steeds in intervallen van 5 min.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 14.5 cm, H 17 cm, L 26 cm
<b>SKU leverancier</b>	61612
<b>Vermogen</b>	150 W
<b>sku</b>	1543500
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk