

## 1541374 - Sonicaid Team 3-I (intrapartum)



### Beschrijving

Een nieuwe generatie foetale/maternale monitors van **Huntleigh**. Ontworpen om de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren, domineert dit slanke nieuwe ontwerp het bed niet, maar blijft een duidelijk beeld geven van de foetale status. De Sonicaid Team Series 3 is eenvoudig en intuïtief te gebruiken via het touchscreen met pictogrammen en de foetale hartslag kan worden weergegeven als "Big Numbers" en zichzelf schalen volgens single, twin of triplet monitoring voor optimale zichtbaarheid.

### Specificaties

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Huntleigh                      |
| <b>sku</b>                  | 1541374                        |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                           |