

## 1532759 - Safe-seal duet sterilisatiezakjes papier-plastiek - 70 x 229 mm - 6 x 200 st



### Beschrijving

Eenvoudig te gebruiken SafeSeal Duet sterilisatiezakjes met ingebouwde interne en externe multi-parameter indicatoren voorzien van veilige, sterke zelfklevende sluiting. Ingebouwde (kleur)prestatieindicatoren (intern en extern). Bespaart tijd en geld door snelle, veilige sluiting zonder gebruik te maken van een sealapparaat. Sterke, veilige sluiting met extra brede chevron afdichting voorkomt dat instrumenten doorsteken voorgeperforeerde rand en duimuitsparing vergemakkelijken het nauwkeurig en hermetisch afsluiten (luchtdichte afdichting). 3 steriliteitparameters: tijd, temperatuur en aanwezigheid van stoom. Dubbele procesindicatoren van loodvrije, niet-toxische milieuvriendelijke inkt op waterbasis. Heldere, lichtblauw getinte laag vergemakkelijkt bekijken van instrumenten en herkennen van gaten of scheuren. Voorzien van beschermende laag om scheuren en perforeren te voorkomen. Scheiding van papier en beschermlaag zorgt voor steriele instrumenten bij opening. Kwalitatief hoogwaardig medisch papier. Geschikt voor sterilisatiemethoden: ethyleenoxide (ETO), gammasterilisatie en stoomsterilisatie.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Medicom
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Maat</b>	70 x 229 mm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide Stoom
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton