

1004751 - Agani™ naalden - 24G x 1" - paars - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*2425R1
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Hub: polypropyleen + master batch• Canule: roestvrij staal• Kleefstof: epoxylijm• Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
Bevel	Regular 11°
Afmeting	24G x 1"
Afmeting in mm	0,55 x 25 mm
Injectietoepassing	Subcutaan
Kleur	Paars
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos