

1546222 - Douchezit opklapbaar - met rugleuning en armsteunen - wit - 1 st



Beschrijving

Een ergonomische opklapbare douchezit met rugleuning en armleggers voorziet de gebruiker in hoog comfort tijdens een douche. Het zitgedeelte kan worden opgeklapt, zo wordt er ruimte bespaard. De stoel kan tot 150 kg dragen, de hulppootset LI 2214.201 is aanbevolen bij een gewicht van > 100 kg, de bevestigingsset is niet inbegrepen.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2203.2006-02
Samenstelling	Kunststof
Armsteunen	Ja
Rugleuning	Ja
Opklapbaar	Ja
Zitdiepte	40.5 cm
Zitbreedte	42.5 cm
Categorie douchezittingen	Douchezittingen
Kleur	Wit
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Type verpakking	Stuk