

1601010 - Pennaalden - 31G x 8 mm Quinta - ETW - blauw - 100 st



Beschrijving

De Betica pennaalden zijn geschikt voor de injectie van insuline, het is belangrijk dat de insuline zo soepel mogelijk doorstroomt bij de injectie. Ook draagt dit bij aan meer comfort bij de injectie en een kortere injectieduur.

- Betica pennaalden worden geslepen vanuit 5 verschillende hoeken, een scherpe naald zorgt voor een goede penetratie van de huid.
- De naalden hebben een siliconen coating die ervoor zorgt dat de naald soepel de huid in -en uitgaat.

Specificaties

Merk	betica
Samenstelling	Dubbele laag siliconen
Steriel	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
Afmeting	31G x 8 mm
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos