

1550576 - Contactloze thermometer FT 100 - 1 st



Beschrijving

De FT100 thermometer van **Beurer** is geschikt voor contactloze metingen van het voorhoofd, maar ook van objecten en omgeving. Het zorgt voor een razendsnelle en makkelijke meting van de lichaamstemperatuur, vooral handig bij kinderen. De meting wordt gedaan zonder contact, dit maakt het veilig en hygiënisch. De gemeten waarden worden automatisch opgeslagen. Wanneer er een normale temperatuur wordt gemeten brand er een groene LED, wanneer er een temperatuur boven de 38°C wordt waargenomen brand er een rode led.

Voordelen

- Automatische uitschakeling
- Infrarood
- 60 geheugenplaatsen
- Geeft metingen weer in C° en F°

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Geheugen	Ja
Meetsnelheid	Bijna onmiddellijk
Type thermometer	Voorhoofdstermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk