

## 1543423 - Digitale bloeddrukmeter BM49 - gesproken uitvoer - bovenarm - omtrek 22-36 cm - 1 st



### Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter voor de bovenarm die spreekt geeft naast de weergave op de display ook metingen akoestisch uit. Het volume is regelbaar en indien nodig is het ook mogelijk om de spraakfunctie uit te schakelen. Met geïntegreerde luidspreker en een volautomatische bloeddruk -en polsmeting aan de bovenarm. Geeft de gemiddelden van alle opgeslagen meetwaarden weer van bijvoorbeeld alle ochtend -en avondmetingen van de 7 dagen. Detecteert arrhythmie en heeft een risico indicator met kleuren. Geeft de datum en tijd weer en schakelt automatisch uit. Heeft een lage batterij indicator en wordt geleverd met een opbergzak.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk