

1531020 - 3M™ Red Dot™ elektrode - diam. 6 cm - volwassenen - 50 st



Beschrijving

3M™ Red Dot™ monitoring elektroden gebruiken een vooruitstrevende, erg goed geleidende kleeftechnologie voor een langdurige en stevige hechting, waardoor ze makkelijk en op elk moment verwijderd kunnen worden. De elektroden zijn speciaal gemaakt voor de kritieke zorg, intensive care en cardiologie.

Voordelen

- Micropore® tape achterzijde is conform voor meer comfort voor de patiënt.
- De vaste gel voegt zich naar de huid en maakt hoogwaardige en ononderbroken sporen mogelijk.
- Het biedt goede prestaties tot 30 dagen na opening van het zakje.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Papierentape met microporiën
Doelgroep	Volwassenen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Zak