

## 1610202 - 3M™ Littmann® Classic III stethoscoop - standaard - champagne roze - standaard - 1 st



### Beschrijving

De **3M™** Littmann® Classic III stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Voorzien van een dubbelzijdig, instelbaar membraan, die makkelijk is te om te bouwen naar een kelk, een nieuwe en verbeterde slang en nog veel meer. Kortom, de 3M™ Littmann® Classic III verbindt het nieuwe met het traditionele. Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Digitaal</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Champagne roze
<b>Type stethoscoop</b>	Classic III SE
<b>Afwerking borststuk</b>	Standaard
<b>Kleur steel</b>	Standaard
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk