

## 1015173 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 75 mm - 50 x 3 st



### Beschrijving

De 3M™ Steri-Strip™ zijn versterkte strips vervaardigd uit microporeus materiaal met een hypoallergene kleeflaag. Voor een snelle, effectieve wondsluiting die gebruikt kunnen worden in de kritieke zorg, spoedgevallen, intensive Care, verloskunde, orthopedie, pediatrie, spoedgevallen en wondzorg.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Samenstelling</b>	Lijm: polyacrylaat
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1015173
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat Steri-Strip</b>	6 mm x 75 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos