

## 1107249 - Onderzoekstafel - 2-delig - Quest - elektrisch - op poten - zonder bekleding - 1 st



### Beschrijving

Quest 2-delige elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Quest onderzoekstafel op poten heeft een rugleuning met gasveer. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Product afmetingen</b>	B 73 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Nee
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Ja
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk