

1543533 - MG 206 shiatsu massagekussen zwart - 1 st



Beschrijving

Shiatsu massagekussen met zitbekleding ervaart u een ontspannende rugmassage in het comfort van uw huis. Met selecteerbare massagezones en een optionele licht- en warmtefunctie kan de stoelbekleding worden aangepast aan uw behoeften. Dankzij het handige haakje berg je de Shiatsu hoes na afloop van de massage gemakkelijk op in een kast. Met een timerfunctie bepaalt je hoelang de massage is, 5/10/15 min. De massagegebieden kunnen worden geselecteerd (boven, onder en volledige rug). De velours hoes kan gewassen worden op 40°.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 39 cm, H 70.5 cm, L 38 cm
SKU leverancier	64913
Vermogen	18 W
Warmtefunctie	Ja
Infraroodwarmte	Nee
Massage programma's	3
Aantal functies	2
Aantal massagekoppen	4
sku	1543533
Voeding	Netvoeding
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk